


## Influenza Tani Testi Kullanım Kılavuzu

İlgili uygulamanın muayene ekranından seçilen tanı alanında influenza bulaşıcı hastalık tanılarında biri seçilmesi durumunda, hekime hasta için yapılan influenza tanı testinin sonucunu gireceği, 'Pozitif' ve 'Negatif' seçeneklerinden oluşan 2 adet radio butonun olduğu pop-up gösterilmelidir. Hekim ilgili hastanın test sonucu kaydettikten sonra aynı muayene üzerinden güncelleyebilmelidir.

### Örnek uygulama;


Muayene ekranından influenza tanı kodlarından(bkz: InfluenzaTanilari.pdf) bir tanesi seçilir;

Hekime test sonucunu girebileceği form ekranı pop-up olarak sunulur.




Hekim test sonucunu seçip ‘Tamam’ butonuna tıkladıktan sonra test sonucu ve ilgili hastanın bilgileri servis uygulamasına gönderilir.

Bu noktada sistemde kaydının zorunlu olduğu alanlardan(bkz: İnfluenzaTanıTestiUygulama.pdf ) herhangi birinin eksik olması durumunda hata kodu anlamına gelmekte olan ‘state’=0 ve ilgili hata mesajı döner, örneğin: “Test sonucu belirtilmemiştir”.




Bütün verilerin eksiksiz gönderilmesi ve sisteme başarılı bir şekilde kayıt edilmesinin ardından başarılı anlamına gelen ‘state=1’ ve “İşleminiz kayıt edildi” mesajı döner.



Hekim aynı hasta için testi gelecekte farklı bir tanı ile yapabilir ancak aynı tanı için ikinci kez gönderildiğinde atanan işlem numarası da aynı ise sistem var olan kaydı günceller

Test sonuçlarını güncellemek için ilk kayıt sonrası dönülen işlem id(Result) (bkz: İnfluenzaTanıTestiUygulama.pdf) değeri kullanılmalıdır. Bu değeri ile gönderilen test sonuçları önceki kaydın güncellenmesini sağlar. Eğer sistemde bulunmayan bir işlem id değeri gönderilirse sistemden “Belirtilen işlem ID ye sahip test bulunamadı” hata mesajı döner.



Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 4d66182b-c0b0-4b1e-a47b-180ec483f81e kodu ile erişebilirsiniz. Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.